

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OVO UPUTSTVO SADRŽI VAŽNE INFORMACIJE O UPOTREBI PROIZVODA I BEZBEDNOSTI PRIMENE. MOLIMO VAS DA GA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA KASNIJU UPOTREBU. KONTAKTNA SOČIVA UVEK MORA PROPISATI OČNI SPECIJALISTA. VAŽNO JE DA PRATITE UPUTSTVA VAŠEG OČNOG SPECIJALISTE, KAO I SVA NAVEDENA UPUTSTVA ZA PRAVILNU PRIMENU VAŠIH KONTAKTNIH SOČIVA.

NAZIV PROIZVODA

- Sferična sočiva:
 - FOCUS™ DAILIES™ (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses
- Asferična sočiva:
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses
- Torična sočiva:
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses
- Multifokalna sočiva:
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses

OPIS PROIZVODA

Materijal sočiva se sastoji od približno 69% vode i 31% nelfilcon A polimera (polivinil-alkohol delimično acetilovan N-formilmetil-akrilamidom), nejonski hidrogel sa visokim sadržajem vode.

- Dodatak boje [ftalocijanin (2-)]bakar dodaje materijalu za sočivo i daje mu svetloplavu boju od ruba do ruba, kako bi sočivo bilo lakše vidljivo za rukovanje.
- Štampane oznake na toričnim (nelfilcon A) kontaktnim sočivima sadrže dodatak boje ftalocijanin zeleno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstva sočiva

- Indeks refrakcije (hidrirano): 1.38
- Propustljivost za svetlost:
 - FOCUS™ DAILIES™ Nije određeno
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus $\geq 94\%T @ 610\text{ nm}$ za dioptrije – 0.50 D do -6.00 D; zavisno od dioptrije
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ $\geq 92\%T @ 610\text{ nm}$ za dioptrije - 10.00 D do +6.00 D; zavisno od dioptrije
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric $\geq 92\%T @ 610\text{ nm}$
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal $\geq 92\%T @ 610\text{ nm}$ za dioptrije -10.00 D LO do +6.00 D HI; zavisno od dioptrije
- Propustljivost za svetlost:
 - FOCUS™ DAILIES™ 95% \pm 5%
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus 95% \pm 5%
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ 95% \pm 5%
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric 97% +3% / -5%
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal 97% +3% / -5% za dioptrije -10.00 D LO do +6.00 D HI; zavisno od dioptrije
- Propustljivost za kiseonik (Dk): $26 \times 10^{-11} \text{ (cm}^2\text{/sec) (ml O}_2\text{/ml x mm Hg)}$, izmereno na 35°C (Fatt, korigovan krajnji efekat)
- Sadržaj vode: 69% mase u fiziološkom rastvoru

Dostupni parametri sočiva

FOCUS™ DAILIES™ One-Day Contact Lenses

- Bazna krivina: 8.6 mm
- Promer: 13.8 mm
- Dioptrije: Minus: -0.50 D do -6.00 D (0.25 D razmak)
-6.50 D do -10.00 D (0.50 D razmak)
Plus: +0.50 D do +6.00 D (0.25 D razmak)
- Centralna debljina: 0.10 mm kod -3.00 D (zavisno od dioptrije)

DAILIES™ AquaComfort™ Plus One-Day Contact Lenses

- Bazna krivina: 8.7 mm
- Promer: 14.0 mm
- Dioptrije: Minus: -0.50 D do -6.00 D (0.25 D razmak)
-6.50 D do -15.00 D (0.50 D razmak)
Plus: +0.50 D do +6.00 D (0.25 D razmak)
+6.50 D do +8.00 D (0.50 D razmak)
- Centralna debljina: 0.10 mm kod -3.00 D (zavisno od dioptrije)

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric One-Day Contact Lenses

- Bazna krivina: 8.8 mm
- Promer: 14.4 mm
- Dioptrije: +4.00 D do +0.25 D (0.25 D razmak)
Cilindar: -0.75 D, -1.25 D, -1.75 D
Os: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
Cilindar: -2.25 D
Os: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

Plano do -6.00 D (0.25 D razmak)
Cilindar: -0.75 D, -1.25 D, -1.75 D
Os: 10° do 180° (pun krug, u razmacima od 10°)

Cilindar: -2.25 D
Os: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

-6.50 D do -8.00 D (0.50 D razmak)
Cilindar: -0.75 D, -1.25 D, -1.75 D
Os: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
Cilindar: -2.25 D
Os: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

-8.50 D do -9.00 D (0.50 D razmak)
Cilindar: -0.75 D, -1.25 D, -1.75 D
Os: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

- Centralna debljina: 0.10 mm kod -3.00 D (zavisno od dioptrije)

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal One-Day Contact Lenses

- Bazna krivina: 8.7 mm
- Promer: 14.0 mm
- Dioptrije: +6.00 D do -10.00 D (0.25 D razmak)
ADD: LO, MED, HI
- Centralna debljina: 0.10 mm kod -3.00 D (zavisno od dioptrije)

DELOVANJE (Mehanizam delovanja)

Kad su hidrirana i postavljena na rožnjaču, (nelfilcon A) jednodnevna kontaktna sočiva obojena za lakše rukovanje deluju kao refraktivni medijum koji usmerava zrake svetlosti na mrežnjaču.

NAMENA / UPOTREBA

Nelfilcon A meka kontaktna sočiva, nijansirana za lakše rukovanje, su namenjena osobama koje imaju zdrave oči i kojima je potrebna korekcija vida, prema preporuci i odluci očnog specijaliste.

Namena prema posebnom dizajnu sočiva (Model)

Dizajn sočiva (Model)	Namena (na oko)
Sferična i asferična	Optička korekcija refrakcijske ametropije (miopije i hiperopije)
Torična	Optička korekcija refrakcijske ametropije (miopije i hiperopije) i astigmatizam
Multifokalna	Optička korekcija presbiopije, sa refrakcijskom ametropijom ili bez (miopijom i hiperopijom)

CILJNA GRUPA PACIJENATA

Nelfilcon A meka kontaktna sočiva nijansirana za lakše rukovanje su namenjena osobama koje imaju zdrave oči, potrebna im je korekcija vida (miopija, hiperopija, astigmatizam i/ili presbiopija), kojima se može odrediti odgovarajuće sočivo i koji su sposobni da razumeju i prate uputstva za nošenje, negu i bezbednu primenu (ili imaju odgovarajućeg staratelja koji će to raditi za njih). Kontaktna sočiva najčešće nose odrasle osobe i adolescenti. Nošenje kontaktnih sočiva kod dece treba biti pod kontrolom kvalifikovanog očnog specijaliste i pod nadzorom roditelja.

KLINIČKA PRIMENA

Nelfilcon A meka kontaktna sočiva nijansirana radi lakšeg rukovanja pružaju optičku korekciju miopije, hiperopije, astigmatizma, i/ili presbiopije, utvrđenu i propisanu od strane očnog specijaliste.

Kontaktna sočiva sa dioptrijom pružaju funkcionalne prednosti u odnosu na naočare poboljšavajući periferni (bočni) vid i minimizirajući razlike u veličini slike do kojih dolazi kada dioptrija sočiva između očiju nije ista.

INDIKACIJE

FOCUS™ DAILIES™, DAILIES™ AquaComfort™ Plus i DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses namenjena su za dnevno nošenje i optičku korekciju refrakcijske ametropije (miopije i hiperopije) kod osoba koje nemaju afakiju sa zdravim očima i sa do otprilike 1.50 dioptrije (D) astigmatizma koji ne utiče na oštrinu vida.

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses namenjena su za dnevno nošenje i optičku korekciju refrakcijske ametropije (miopije i hiperopije) kod osoba koje nemaju afakiju sa zdravim očima sa 6.00 ili manje dioptrije (D) astigmatizma.

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilcon A) One-Day Contact Lenses namenjena su za dnevno nošenje i optičku korekciju presbiopije, sa ili bez refrakcijske ametropije (miopija i hiperopija) kod osoba koje nemaju afakiju sa zdravim očima kod kojih je potrebno dodati +3.00 dioptrije (D) ili manje za čitanje i koje mogu imati do 2.00 ili manje dioptrije (D) astigmatizma koji ne utiče na oštrinu vida.

Nelfilcon A One-Day Contact Lenses namenjena su samo za jednokratnu, dnevnu upotrebu (manje od 24 sata za vreme budnosti). Čišćenje i dezinfekcija nisu predviđeni kod ovih sočiva i potrebno ih je baciti nakon jednog nošenja.

KONTRAINDIKACIJE (Razlozi za ne koristiti):

Nošenje kontaktnih sočiva nije preporučljivo kod određenih zdravstvenih stanja i uslova okoline. Uslovi koji mogu sprečiti ili uticati na bezbedno nošenje kontaktnih sočiva uključuju:

- Alergiju, upalu, infekciju ili iritaciju oka, predela oko očiju ili očnih kapaka
- Neodgovarajući suzni film (suvu oko)
- Hipoestezija rožnjače (smanjena osetljivost rožnjače)
- Korišćenje bilo kog leka koji je kontraindikovano ili utiče na nošenje kontaktnih sočiva, uključujući lekove za oči
- Bilo koja sistemska bolest koja se može pogoršati usled nošenja sočiva ili uticati na njihovo nošenje
- Crvenilo ili iritacija oka

Posavetujte se sa Vašim očnim specijalistom vezano uz navedeno ili u slučaju bilo kakvih drugih stanja.

UPOZORENJA

- Dnevna sočiva nisu namenjena za nošenje tokom noći. Nelfilcon A sočiva se ne smeju nositi za vreme spavanja.
- Ozbiljni problemi na očima, uključujući i ulkus rožnjače (ulcerozni keratitis) se mogu brzo razviti i voditi do gubitka vida.
- Nošenje kontaktnih sočiva povećava rizik od pojave infekcija oka. Nošenje sočiva tokom spavanja i/ili pušenje dodatno povećavaju rizik od pojave ulceroznog keratitisa kod korisnika kontaktnih sočiva (Schein, 1989; Cutter, 1996).
- Ukoliko pacijent oseti nelagodnost u oku, ima osećaj stranog tela u oku, pojačano suzenje, promene vida, crvenilo oka, ili druge probleme sa očima, treba ga savetovati da odmah izvaditi kontaktna sočiva i potraži savet očnog specijaliste.
- Problemi sa kontaktnim sočivima i proizvodima za njihovu negu mogu dovesti do ozbiljne povrede oka. Bitno je pratiti uputstva očnog specijaliste kao i uputstva za pravilnu upotrebu sočiva i proizvoda za njihovu negu.

MERE OPREZA

Mere opreza za očnog specijalistu

- Prilikom izbora odgovarajućeg dizajna sočiva i njegovih parametara, očni specijalista treba uzeti u obzir sve osobine sočiva koje mogu uticati na učinak sočiva i zdravlje oka, uključujući propustljivost za kiseonik, srednju i perifernu debljinu i promer optičke zone.
- Probna sočiva koja se koriste u svrhu probe i dijagnostike se moraju baciti nakon jedne primene i ne smeju se ponovno koristiti kod drugih korisnika.
- Očni specijalista mora pri prvom pregledu pažljivo proceniti zdravlje oka i učinak sočiva na oku pacijenta koga će nadalje redovno kontrolisati.
- Fluorescein, zuta boja, se ne sme koristiti dok su sočiva na oku. Sočiva upijaju ovu boju i obezbojavaju se.
- Može se desiti da se kod pacijenata koji nose kontaktna sočiva za korekciju presbiopije ne postigne maksimalni efekat korekcije oštine vida kod dalekovidnosti ili kratkovidnosti. Zahtevi u vezi sa korekcijom vida su individualni za svakog pacijenta i treba ih razmotriti prilikom propisivanja sočiva.
- Kod dijabetičara postoji mogućnost smanjene osetljivosti rožnjače i zbog toga su podložni oštećenjima rožnjače čiji oporavak nije tako brz i potpun kao kod osoba koje nemaju dijabetes.
- Promene vida ili promene u toleranciji na sočivo su moguće tokom trudnoće ili kod primene oralnih kontraceptiva. Potrebno je upozoriti korisnike na navedeno.
- Očni specijalista treba upozoriti pacijenta da se sočiva moraju odmah izvaditi u slučaju crvenila ili iritacije oka.
- Pre izlaska iz ordinacije očnog specijaliste, pacijenti moraju biti u stanju da brzo izvadite sočiva ili moraju da imaju pored sebe osobu koja to može da uradi umesto njih.
- Redovni očni pregledi su neophodni kako bi se osiguralo kontinuirano zdravlje očiju. Alcon preporučuje pacijentima redovan godišnji pregled kod očnog specijaliste, ili češće, u skladu sa preporukom očnog specijaliste.

Rukovanje sočivima i mere opreza

- Svakodnevno kontrolišite Vaše oči kako biste se uverili da izgledaju dobro, da imate osećaj udobnosti i jasnoću vida.
- Ne koristite proizvod ukoliko je blister pakovanje oštećeno ili nije potpuno zatvoreno. Ovo može dovesti do kontaminacije proizvoda i uzrokovati ozbiljnu infekciju oka.
- Ukoliko je blister pakovanje slučajno otvoreno pre nego ste planirali da nosite sočivo, sočivo se mora baciti. Može doći do kontaminacije proizvoda, što može uzrokovati ozbiljnu infekciju oka.
- U interesu održavanja zdravlja i bezbednosti Vaših očiju, raspored nošenja bi trebao da odredi Vaš očni specijalista.
- Nelfilcon A sočiva ne treba čistiti niti dezinfikovati i treba ih baciti nakon jedne primene. Ponovna upotreba može povećati rizik od infekcije ili uzrokovati neučinkovitost proizvoda.
- Nemojte deliti Vaša sočiva sa drugima jer to može dovesti do širenja mikroorganizama koji mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme očiju.
- Pazite da kontaktna sočiva nikada ne dođu u kontakt sa nesterilnim tečnostima (uključujući vodu sa česme i pljuvačku) jer može doći do mikrobiološke kontaminacije, što može dovesti do trajnog oštećenja oka.
- Posavetujte se sa Vašim očnim specijalistom u vezi nošenja sočiva tokom sportskih aktivnosti, uključujući plivanje i aktivnosti vezane za vodu. Izlaganje vodi (ili drugim nesterilnim tečnostima) za vreme nošenja sočiva tokom aktivnosti kao što su plivanje, skijanje na vodi i vruće kupke može povećati rizik od pojave infekcija oka, uključujući ali ne ograničeno samo na *Acanthamoeba* keratitis.
- Izvadite i bacite sočiva koja su bila izložena delovanju štetnih ili iritirajućih para.
- Bacite sočivo koje je postalo dehidratirano ili oštećeno. Zamenite sa novim sočivom.
- Korisnicima kontaktnih sočiva se preporučuje redovna kontrola kod očnog specijaliste barem jednom godišnje, ili prema uputstvima.
- Obavestite poslodavca da nosite kontaktna sočiva, posebno ako Vaš posao uključuje opremu za zaštitu očiju.
- Zapišite tačnu dioptriju za svako oko. Pre stavljanja sočiva, proverite da je dioptrija na svakom pakovanju odgovarajuća za to oko.
- Ne menjajte tip sočiva ili parametre sočiva bez prethodne konsultacije sa očnim specijalistom.
- Ukoliko ste na određeno vreme obustavili nošenje sočiva, konsultujte se sa Vašim očnim specijalistom pre ponovnog nošenja sočiva.
- Pažljivo koristite sapune, losione, kreme, kozmetiku ili dezodoranse jer mogu izazvati iritaciju ako dođu u dodir sa Vašim sočivima.
- Stavite Vaša sočiva pre nanošenja make-upa i izvadite ih pre skidanja make-upa.
- Uvek nosite rezervni par sočiva sa sobom ili imajte dostupne rezervne naočare.
- Ne koristite sočiva nakon isteka roka upotrebe.

NUSPOJAVE (Moguće poteškoće i kako ih rešiti)

Moguća je pojava određenih problema kod nošenja kontaktnih sočiva koji se javljaju kao jedan ili više od sledećih znakova i simptoma:

- Osećaj da je nešto u oku (osećaj stranog tela)
- Neudobnost sočiva
- Crvenilo oka
- Osetljivost na svetlo (fotofobija)
- Žarenje, probadanje, svrab ili suzenje oka
- Smanjena oština vida
- Efekt duge ili haloa oko svetla
- Povećana sekrecija iz oka
- Osećaj nelagodnosti ili bol
- Ozbiljna ili dugotrajna suvoća oka

Ovi simptomi, ako se zanemaruju, mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija.

ŠTA UČINITI AKO SE POJAVI PROBLEM

Ako se pojavi bilo koji od gore navedenih znakova ili simptoma, odmah izvadite sočivo (sočiva).

- Pregledajte oko (oči) u ogledalu, proverite postoje li nepravilnosti.
 - Ako neudobnost ili problem prestanu, stavite novo sočivo.
 - Ako neudobnost ili problem ne prestanu ili se vrate nakon ponovnog stavljanja novog (novih) sočiva, uklonite sočivo (sočiva) i odmah kontaktirajte Vašeg očnog specijalistu.

Moguća su ozbiljna stanja poput infekcije, povrede rožnjače (ulcerozni keratitis) ili upale dužice. Navedena stanja se mogu brzo razvijati i dovesti do trajnog gubitka vida. Manje ozbiljne reakcije poput abrazija, epitelnih mrlja i bakterijskog konjunktivitisa se moraju pravilno i na vreme tretirati kako bi se izbegle komplikacije.

- Povremena suvoća oka se može otkloniti tretanjem nekoliko puta ili primenom kapi za vlaženje oka koje su odobrene za primenu sa mekim kontaktnim sočivima. Ako je suvoća i dalje prisutna, posavetujte se sa Vašim očnim specijalistom.
- Ako se sočivo zalepi (prestane da se kreće), ukapajte par kapi za vlaženje oka i pričekajte dok sočivo ne počne slobodno da se kreće po oku. Ako se problem nastavi, posavetujte se sa Vašim očnim specijalistom.
- Ako se sočivo decentrira u oku, moguće je vratiti ga u centar:
 - Zatvorite Vaše kapke i laganim masiranjem vratite sočivo na mesto, ili
 - Gledajući u pravcu sočiva, lagano trepnite, ili
 - Laganim pritiskom prsta na rub gornjeg ili donjeg kapka nežno pogurajte sočivo na rožnjaču.
- Ako se sočivo pokida u oku, pažljivo izvadite komadiće na način na koji vadite sočiva. Ako je vadenje pokidanih komadića otežano, ne hvatajte prstima očno tkivo. Isperite sa sterilnim fiziološkim rastvorom i ponovno pokušajte da izvadite komadiće sočiva. Ako ovo ne pomogne, kontaktirajte Vašeg očnog specijalistu za pomoć.

Opšta hitna stanja:

Ukoliko hemikalije bilo koje vrste (proizvodi za čišćenje, rastvori za baštovanstvo, laboratorijske hemikalije, itd...) dođu u dodir sa očima:

- Odmah isperite oči fiziološkim rastvorom ili vodom sa česme.
- Odmah izvadite i bacite kontaktno sočivo i kontaktirajte Vašeg očnog specijalistu ili idite na hitan prijem u bolnicu bez odgađanja.

PRIJAVLJIVANJE OZBILJNIH DOGAĐAJA

Bilo kakav ozbiljan događaj povezan sa upotrebom ovog proizvoda treba prijaviti u Alcon Laboratories, Inc.:

Email: qa.complaints@alcon.com

Website: <https://www.alcon.com/about-us/contact-us>

Ozbiljne događaje potrebno je prijaviti i nadležnom telu za medicinska sredstva Vaše zemlje.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Pacijenti svaki dan treba da stave novi par sočiva koji će nakon nošenja, na kraju dana, baciti.

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE SOČIVIMA

- Pre rukovanja sočivima uvek operite, temeljno isperite i potpuno osušite ruke sa čistim peškirom koji ne ostavlja niti.
- Nežno protresite blister pre otvaranja.
- Izvadite sočivo iz pakovanja laganim izlivanjem na dlan ruke.
- Proverite da li je sočivo okrenuto na pravu stranu i da li imate pravo sočivo za svako oko.
- Pregledajte sočivo pre stavljanja u oko.
- Nemojte stavlјati u oko oštećeno ili priјavo sočivo.

UPUTSTVA ZA STAVLJANJE SOČIVA

- Pre rukovanja sočivima uvek operite, temeljno isperite i potpuno osušite ruke sa čistim peškirom koji ne ostavlja niti.
- Stavite sočivo na vrh čistog i suvog kažiprsta leve ili desne ruke. Stavite srednji prst iste ruke blizu donjih trepavica i lagano povucite donji kapak prema dole.
- Prstima druge ruke podignite gornji kapak.
- Stavite sočivo u oko (na rožnjaču) i lagano pomerite prst sa sočiva.
- Pogledajte prema dole i lagano otpustite donji kapak.
- Pogledajte ravno prema napred i lagano otpustite gornji kapak.
- Nežno trepnite.

UPUTSTVA ZA SKIDANJE SOČIVA

- Temeljno operite i isperite ruke, i dobro ih osušite čistim peškirom koji ne ostavlja niti.
- Trepnite nekoliko puta.
- Pogledajte prema gore, vrhom prsta pomerite sočivo na beonjaču.
- Nežno uklonite sočivo hvatajući ga između palca i kažiprsta. Nemojte stiskati tkivo oka.
- Ako se sočivo teško skida, ukapajte kapi za vlaženje i pokušajte još jednom nakon nekoliko minuta.
- Nikada nemojte koristiti pincetu, pumpicu, oštre predmete ili nokte kako biste izvadili sočivo iz blistera ili iz oka.

Ako imate problem sa skidanjem sočiva (sočivo je decentrirano ili oštećeno) pročitajte uputstvo u poglavlju **ŠTA UČINITI AKO SE POJAVI PROBLEM** u poglavlju iznad.

RASTVORI ZA NEGU SOČIVA

Nelfilcon A su dnevna sočiva i nisu namenjena korišćenju uz sistem za negu sočiva. Sočiva su za jednokratnu upotrebu, samo za dnevnu upotrebu. Čišćenje i dezinfekcija nisu predviđeni kod ovih sočiva i potrebno ih je baciti nakon jednog nošenja. Uvek sa sobom nosite rezervni par sočiva ili rezervne naočare.

ODLAGANJE I RECIKLIRANJE

Iskorišćena kontaktna sočiva i foliju sa pakovanja blistera bacite u otpad, ne u umivaonik niti toalet. Kartonsko pakovanje i polipropilen (PP) plastičnu posudicu blistera odložite u otpad i reciklirajte u skladu sa lokalnim smernicama o recikliranju otpada.

SADRŽAJ PAKOVANJA (Način isporuke)

Svako sočivo dolazi u parom sterilisanom, folijom zatvorenom blisteru koji sadrži fosfatom puferovan fiziološki rastvor. Fiziološki rastvor u pakovanju za FOCUS™ DAILIES™ može sadržati do 0.02 % poloksamera. Fiziološki rastvor u pakovanju za DAILIES™ AquaComfort™ Plus, DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™, DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric, i DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal sadrži polietilenglikol (PEG) i hidroksipropilmetilcelulozu (HPMC) i može sadržati do 0.05 % poloksamera.

Blister je označen parametrima sočiva uključujući baznu krivinu, promer, dioptriju, jačinu cilindra i ose (gde je primenjivo) i ADD dioptriju (gde je primenjivo), broj serije, datum proizvodnje i rok upotrebe. Pakovanje može takođe sadržati i kataloški broj proizvoda: DD02 za FOCUS™ DAILIES™, DD03 za DAILIES™ AquaComfort™ Plus, DD03T za DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric ili DD03MF za DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal.















Nelfilcon A sočiva su pakovana sterilna u trakama sa po pet blistera zatvorenih folijom u kartonskim kutijama koje mogu sadržati do 100 zasebno pakovanih sočiva.

REFERENCE

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *The New England Journal of Medicine*. 1989; 321 (12): 773-783.

SKRAĆENICE I SIMBOLI KOJI SE MOGU KORISTITI ZA OBELEŽAVANJE

SKRAĆENICA / SIMBOL	DEFINICIJA
BC	Bazna krivina
DIA	Promer
PWR	Snaga
D	Dioptrija (sočiva)
L	Levo
R	Desno
ADD	Adicija
MAX ADD	Maksimum adicije
CYL OS	Cilindar ose
LO	Niska
MED	Srednja
HI	Visoka
	Oznaka ambalažnog otpada
	Samo za jednokratnu primenu
	Serija
	Iskoristiti do
EXP	Rok upotrebe
	Jedan sistem sterilne obloge
STERILE	Sterilisano parom
	CE oznaka
	Jezična oznaka (u primeru: Engleski)
	Oprez
	Pročitajte uputstvo
	Ne koristiti ukoliko je blister pakovanje oštećeno
	Proizvođač
	Datum proizvodnje
	Medicinsko sredstvo
EC REP	Ovlašćeni predstavnik u Europskoj Uniji
	Oprez: Federalni (SAD) zakon ograničava ovaj proizvod na prodaju od strane ili po zahtevu očnog specijaliste



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA



Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3, 2870 Puurs-Sint-Amands
Belgija



Nosilac upisa u registar i distributer: OPTICUS d.o.o.,
Knez Mihailova 6, 11000 Beograd,
Republika Srbija
Broj rešenja: 515-02-03780-16-001 od 19.05.2017.

Datum izdavanja: 01/2020

91024113-0120

Alcon

© 2020 Alcon Inc.



91024113-0120